


Система подготовки образцов для анализа благородных газов



IsotopX производит экстракционные линии для подготовки и очистки образцов благородных газов или стандартов. Экстракционные линии изготовлены из нержавеющей стали и установлены на алюминиевой раме с возможностью модернизировать оборудование. Рама обеспечивает хорошую доступность ко всем узлам во время использования. Все линии контролируются программным обеспечением и могут быть прогреты до 350°C, чтобы обеспечивать чистоту линий системы подготовки образцов. Во время проектирования возможен высокий уровень кастомизации, для чего IsotopX тесно сотрудничает с конечным пользователем для согласования окончательной спецификации.

Ниже приведен пример нашей полностью настраиваемой и программно-управляемой системы подготовки образцов, которая интегрирована в аналитическое программное обеспечение:



<https://www.isotopx.com/noble-gas/preparation-systems/>